



## SAX RAK SAHIL

Produktnamn:	Sax rak, Sahil
Längd:	12 cm
Nettovikt:	22 gram (ca)
Material:	Rostfritt stål AISI 420
Exponeringstemperatur:	134 °C
Exponeringstid:	10 minuter

Artikelnummer  
10001518

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqverige.se](http://www.mediqverige.se)