



KINLee FT3010 Infraröd Febertermometer

Artikelnummer: 4118

Beskrivning

KINLee FT3010 infraröd panntermometer som är en medicinteknisk produkt avsedd för mätning av pannans temperatur. Pannan har blodkärl som är mycket mindre benägna till sammandragning vilket är en naturlig funktion vid justering av kroppstemperatur. Termometern påvisar det infraröda utsläppet av huden i pannan vid den uppmätta punkten och beräknar sedan axilär ekvivalent värde med hjälp av en unik algoritm baserad på faktisk kroppstemperatur. Panntermometern kan också användas för att mäta temperaturen på t.ex. en babyflaska, badvatten eller rumstemperatur (genom att använda ytläget). För att hjälpa till med mätningar i mörker har enheten även bakgrundsbelysning. FT3010 använder en mycket exakt teknik med avancerade funktioner.

- Nyckelfunktioner
- Automatisk på och avstängning
- Stor och tydlig display
- Bakgrundsbelysning
- Inbyggd infraröd laserpekare för exakt mätning utan beröring
- Rengörs med 70 % sprit
- Minne för 32 mätningar
- Valbar mellan Celsius/Fahrenheit
- Snabbmätning med hög precision, bra för barn och vuxna