

PRODUKTDATABLAD

SONDEMAT ISOSOURCE ENERGY FIBRE 500ML



SONDEMAT ISOSOURCE ENERGY FIBRE 500ML

Isosource Energy Fibre er en fullverdig og energirik sondenæring som inneholder fiber. Innholdet i sondenæringen er oppdatert med fiberblandingen IS50TM, og er tilsatt fiskeolje samt MCT-fett som tas lett opp i kroppen. Egnert for pasienter med ekstra høyt energibehov eller med væskerestriksjon.

Varenr.	Tekst	Enhet
717476	Sondemat Isosource Energy Fibre 500ml	12

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no