

PRODUKTDATABLAD

HB HEMO-CONTROL KYVETTE



HB HEMO-CONTROL KYVETTE

Hemo-Control hemoglobin kyvetter som inneholder reagens i tørr form. Kyvetten fylles med et lite volum blod, enten direkte fra venøs blodprøve eller direkte fra et fingerstikk ved hjelp av kapillær effekten. 50 stk.

Varenr.	Tekst	Enhet
703083	HB Hemo-Control kyvette	50

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no