

PRODUKTDATABLAD

TEST QUIKREAD GO CRP KIT



TEST QUIKREAD GO CRP KIT

QuikRead go CRP er en rask og enkel test for kvantitativ påvisning av C-reaktivt protein (CRP) i fullblod, serum og plasma som analyseres med QuikRead GO-instrumentet. Testen gir pålitelige resultater i løpet av to minutter og gjør veien til riktig diagnose kortere. Reproduserbart CRP-resultat innenfor området 5 til 200 mg/l. Svar i løpet av 2 minutt.

Varenr.	Tekst	Enhet
706294	Test QuikRead Go CRP kit	50

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no