

# PRODUKTDATABLAD

## HANSKE VINYL KLINION FTALATFRI



## HANSKE VINYL KLINION FTALATFRI

Klinion Vinyl ftalatfrie hansker er usterile, pudderfri med PU coating. Kort mansjett styrket med rullekant 240mm. 100% syntetisk polyvinylklorid (PVC). Enkel å ta på og av. Utmerket passform, komfort og myk. Ekstra tynn for økt følsomhet. Akseleratorfri, latexfri, inneholder ikke proteiner og Thiruram. Godkjent for Mat sikker håndtering. Godkjente standarder EN455 1-4. AQL 1,5.

| Varenr. | Tekst                             | Enhet |
|---------|-----------------------------------|-------|
| 736196  | Hanske vinyl Klinion ftalatfri S  | 1000  |
| 736197  | Hanske vinyl Klinion ftalatfri M  | 1000  |
| 736198  | Hanske vinyl Klinion ftalatfri L  | 1000  |
| 736199  | Hanske vinyl Klinion ftalatfri XL | 1000  |

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no

