

PRODUKTDATABLAD

CARDIAC D-DIMER COBAS H 232



CARDIAC D-DIMER COBAS H 232

Testbrikker for kvantitativ bestemmelse av D-Dimer i heparinisert fullblod. For instrumentell avlesning i Cobas h232. Beregnet som en hjelp til diagnostisering ved mistanke om dyp venetrombose og lungeemboli. Et negativt d-dimer-resultat utelukker med storsannsynlighet disse sykdommene.

Varenr.	Tekst	Enhet
704489	Cardiac D-dimer Cobas h 232	10

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no