



Artikelnummer 73432



Provtagningskydd, ABENA, 2-lags, 39x59cm, blå, airlaid/PE, Plan, engångs

- ✓ Absorberande material
- ✓ Vätsketätt spärrskikt och förseglade kanter
- ✓ Enkelt och hygieniskt
- ✓ Finns i olika storlekar

Produktbeskrivning

ABENAs provtagningskydd används som skydd under aseptiska procedurer, till exempel såromläggningar och blodprovstagning. Underlägget har en absorberande yta och ett vätsketätt spärrskikt. ABENAs provtagningskydd finns i olika storlekar.

Produktspecifikationer

| | |
|---|--|
| Artikelbenämning | Provtagningskydd |
| Varumärke | ABENA |
| Färg | Blå |
| Egenskaper | Plan |
| Engångs- eller flergångsanvändning | Engångs |
| Material | Airlaid, PE |
| Längd/djup | 39 cm |
| Bredd | 59 cm |
| Vikt, netto | 17 g |
| Antal lager | 2-lags |
| CE-klass | Klass I |
| Direktiv, förordningar och lagstiftning | 93/42/EEC |
| Hållbarhetstid | 5 år |
| Förvaringsinstruktioner | Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus. |
| Instruktioner för produktkassering | Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser. |
| Instruktioner för förpackningskassering | Kan återanvändas eller brännas. |

Bruksanvisning

Skyddet måste placeras med den blå sidan nedåt.

Förpackning

| Enhet | Innehåll | Längd | Bredd | Höjd | EAN |
|---------|----------|-------|-------|---------|---------------|
| kartong | 250 st | 60 cm | 40 cm | 14.5 cm | 7331246734323 |