


# PRODUKTDATABLAD

## BANDASJE TRANSPARENT TEGADERM 6X7CM



## BANDASJE TRANSPARENT TEGADERM 6X7CM

3M Tegaderm steril, transparent vanntett bandasje består av en tynn film med lateksfritt hypoallergent klebestoff. Den transparente filmen virker som et ekstra lag hud og hindrer kontaminasjon utenfra samtidig som den lar huden puste. Tegaderm film med ramme har splitt og er forsterket med fikseringstape som gir en bedre forsegling rundt kateter og annet utstyr. In vitro tester viser at filmen har en barriere mot virus med diameter 27nm eller større når bandasjen er intakt og uten lekkasje. Beskytter hud som er ekstra utsatt eller brukes som dekkende bandasje.

Varenr.	Tekst	Enhet
731899	Bandasje selvklebende Rudavlies m/kompress 5x7cm	50

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no