

# PRODUKTDATABLAD

KOMPRESS GAS KLINION 5X5CM 8LAG 2PK



## KOMPRESS GAS KLINION 5X5CM 8LAG 2PK

Klinion gaskompresser er fremstilt av 100% bomull og 17 tråders gas. Er egnet til mekanisk rensing av sår. Leveres sterile eller usterile i brukervennlige pakninger med tydelig merking.

Varenr.	Tekst	Enhet
723576	Kompress gas Klinion 5x5cm 8lag 5pk	100

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: [kundeservice.no@mediq.com](mailto:kundeservice.no@mediq.com)  
[www.mediqnorge.no](http://www.mediqnorge.no)