

PRODUKTDATABLAD

KOMPRESS GAS KLINION 5X5CM 8LAG 5PK



KOMPRESS GAS KLINION 5X5CM 8LAG 5PK

Klinion gaskompresser er fremstilt av 100% bomull og 17 tråders gas. Er egnet til mekanisk rensing av sår. Leveres sterile eller usterile i brukervennlige pakninger med tydelig merking.

| Varenr. | Tekst | Enhet |
|---------|-------------------------------------|-------|
| 723577 | Kompress gas Klinion 5x5cm 8lag 5pk | 150 |

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no