

PRODUKTDATABLAD

KOMPRESS NW KLINION 10X10CM 4LAG 2PK



KOMPRESS NW KLINION 10X10CM 4LAG 2PK

Klinion non-woven kompress er egnet til lite væskende sår og til opprensing og vask av sår og stomi. Klinion non-woven med god absorpsjon, leveres sterile eller usterile i brukervennlige pakninger som er tydelig merket.

Varenr.	Tekst	Enhet
742137	Kompress nw Klinion 10x10cm 4lag 2pk	100

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no