

# PRODUKTDATABLAD

## PLASTFORKLE KLINION POLYETYLEN M/ERM



## PLASTFORKLE KLINION POLYETYLEN M/ERM

Kraftig forkle produsert i polyetylen med lang erme og tommelgrep for ekstra beskyttelse. Brukes til korte prosedyrer. Vannavisende. Mål 98x120cm, blått, 30my. Individuelt pakket. Esken kan settes i tråddispenser. Eske a 20stk.

Varenr.	Tekst	Enhet
736665	Plastforkle Klinion polyetylen m/erm 98x120cm blå	20

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no