

# PRODUKTDATABLAD

## Sårgel honning Klinion L-Mesitran Soft 15g



## Sårgel honning Klinion L-Mesitran Soft 15g

Klinion L-Mesitran Soft er en honningbasert sårgel som kan brukes i alle faser av sårhelingen. Produktet kan brukes til alle typer sår, både akutte og kroniske. Sårgelen skaper et fuktig miljø og har god antibakteriell effekt. Løser raskt opp nekroser og reduserer lukt.

Varenr.	Varenavn	Enhet
10012593	Sårgel honning Klinion L-Mesitran Soft 15g	1

### Mediq Norge AS

Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

Tlf.: (+47) 67 02 43 00 – E-post: [kundeservice.no@mediq.com](mailto:kundeservice.no@mediq.com)

[www.mediqnorge.no](http://www.mediqnorge.no)