



VAGINALTORK GASVÄV

MEDIPLAST® kan erbjuda Vaginaltork skaftad på pinne, förpackade rena i plastpåse. Vaginaltork med snöre av bomullsband som ligger sterilt enstycksförpackade i blisterförpackning, finns både med och utan röntgentråd. Röntgentråden är PVC-fri och alltså DEHP-fri.

Torken, av 100% bomull, 32-trådig, har en mycket god uppsugningsförmåga. Steriliseringsmetod: EO

Vaginaltorkarna är latexfria.

Artikelnummer	Benämning		Antal/frp	Antal/ trp.frp
608000V	Vaginaltork på pinne	Höggradigt ren	25	500
6043578	Vaginaltork med snöre	Steril	15	600
608005V	Vaginaltork med snöre och röntgentråd	Steril	25	100

Avd.fp = min.kvant/best