

PRODUKTDATABLAD

KOMPRESJONSBIND KLINIDUR KORTELASTISK 12CMX5M



KOMPRESJONSBIND KLINIDUR KORTELASTISK 12CMX5M

Klinidur kortelastisk kompresjonsbind brukes til å redusere ødem ved venøs/lymfatiske ødemer. Bruk av Klinidur kortelastisk kompresjonsbind gir et høyt arbeidstrykk når muskelen er i aktivitet og et lavt hviletrykk når muskelen slapper av, hvilket betyr at pasienten kan bruke produktet døgnet rundt. Klinidur kortelastisk kompresjonsbind er fremstilt av 100% bomull og har en strekkverdi på 70%. Endene er fiksert med polyuretan. Bruksanvisning for hvordan bindet legges riktig medfølger forpakning. Kan vaskes på 95 gr C. Inneholder ikke lateks.

Varenr.	Tekst	Enhet
736679	Kompresjonsbind Klinidur kortelastisk 12cmx5m	10

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no