


Infusionsaggregat

- Passar till infusionslösningar i påse eller glasflaska
- Luftningsluckan kan enkelt öppnas när luftning behövs ex. vid användning av infusionslösning i glasflaska
- Rullklämma avsedd att ge ett jämt och säkert flöde under hela infusionstiden, utrustad med upphängningsmöjlighet för slang
- Spike utan silikon möjliggör en säker koppling till infusionspåse/flaska
- Vätskefilter 15 µm och luftfilter
- Flowstop med hydrofob filter designad att förenkla fyllnaden av aggregatet och minska risken för läckage och kontamination
- Roterande luer-lock möjliggör en säker och tät koppling mot infarten
- MR kompatibel



Art. nr.	Beskrivning	PVC-fri	Avd./Trpt.fp
60MR60500153	Infusionsaggregat 180 cm, luftat	JA	10/100*
60MR60500162	Infusionsaggregat 320 cm, luftat	JA	10/100*

Material: Slang: TPE Droppkammare: TPS/SBS Spike: PS/LDPE Luftfilter: HDPE	Vätskefilter: PA Luer-lock: MABS/PP Rullklämma: ABS/PS Flowstop: PE/PP	* = minsta kvantitet/beställning Sterilisering: EO Droppkammare: 20 drp aqua dest = 1 ml Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack
--	---	---