

PRODUKTDATABLAD

KOMPRESS NW KLINION 5X5CM 4LAG USTERIL



KOMPRESS NW KLINION 5X5CM 4LAG USTERIL

Klinion non-woven kompress er egnet til lite væskende sår og til opprensing og vask av sår og stomi. Klinion non-woven med god absorpsjon, leveres sterile eller usterile i brukervennlige pakninger som er tydelig merket.

Varenr.	Tekst	Enhet
742133	Kompress nw Klinion 5x5cm 4lag usteril	100

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no