


## 1) Product Content and Technical Drawing




1	1x Omlagsduk - Sterlization Wrap	50x60 cm
2	1x Pussbekken Plast - Kidney Bowl Ref: 489-333	700 ml
3	5x Tupfer Non-woven - Nonwoven Tampon	ø50 mm
4	5x Kompres Non-woven - Nonwoven Swab	10x10 cm, 4 ply
5	1x Pinsett Kirurgisk Metall Engangs - Adson Surgical Forceps Ref:MSI-05S-003	12 cm
6	1x Pinsett Arterie Metall Engangs - Halstead-Mosquito Forceps Ref:MSI-02S-007	12 cm
7	1x Saks Mayo Buet Metall Engangs - Iris Curved Scissors Ref:MSI-04S-090	11 cm
8	1x Nåleholder Metall Engangs - Kilner Needle Holder	14 cm
9	1x Vasketang Låsbar Metall Engangs - Rampley Sponge Forceps Ref:MSI-02S-176	18 cm

## Ürün Paketleme Bilgieri

Product Packaging Information

Packaging Details: Soft Blister 2 Gözlü



2) Product Labeling


Paket Etiketi / Package Label

270 mm

submed Safe Easy KIT

Sutursett m/Instrumenter


Rev No : 08/2021 Ed. 00/12.09.2022



Content/Indhold

- 1 Omslagsduk - Sterilization Wrap, 50x60 cm
- 1 Pussbekken Plast - Kidney Bowl, 700 ml
- 5 Tupfer Non-woven - Nonwoven Tampon, ø50 mm
- 5 Kompress Non-woven - Nonwoven Swab, 10x10 cm, 4 ply
- 1 Pinsett Kirurgisk Metall Engangs - Adson Surgical Forceps, 12 cm
- 1 Pinsett Arterie Metall Engangs - Halstead-Mosquito Forceps, 12 cm
- 1 Saks Mayo Buet Metall Engangs - Iris Curved Scissors, 11 cm
- 1 Nåleholder Metall Engangs - Kilner Needle Holder, 14 cm
- 1 Vasketang Låsbar Metall Engangs - Rampley Sponge Forceps, 18 cm

REF SKT-006-6 LOT XXXXX YYY/MM YYY/MM



(01)08682780973143(17)YYMM00(30)1(10)XXXXXX

Manufacturer/Fabrikant : Su Biyomedikal Sistemler ve Sağlık. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Mah. 1673 Sok. No:20 34538 Esenyurt/ Istanbul/ Turkey T: +90 212 320 37 53  
 • F: +90 212 320 53 51 • info@submed.com.tr • www.submed.com.tr

157 mm

Barcode : 08682780973143

## 4) Instructions for Use



SUBMED – Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik Sistemleri Sanayi Ticaret A. Ş.  
Orhangazi Mah. 1673 Sok. No:20 Esenyurt /Istanbul/ Turkiye  
Tel: (+ 90 212) 320 37 53 Fax: (+ 90 212) 320 53 51 e-mail: [info@submed.com.tr](mailto:info@submed.com.tr) [www.submed.com.tr](http://www.submed.com.tr)

### IFU















#### Produkt Suttursett

**Reference nummer:** SKT-006-6

#### IFU:

Settet er et sutureringssett. Omslagsduk samler komponenter og fungerer som sterilt felt. Pusbekken brukes til væsker af forskjellig karakter. Tupfer og kompress holdes med vasketang/pinset og benyttes til tvett af pasient. Kirurgisk pinset griper hud under suturering, og nåleholder benyttes til at holde suturnålen. Saks klipperer sutur efter endt suturering.

#### Symbols

	Date of manufacture
	Expiry date
	Reference number
	Lot number
	Sterile, Ethylene Oxide sterilization
	Do not re-use
	Do not re-sterile
	Do not use if package is damaged
	Keep dry
	Keep away from sunlight
	Manufacturer information
	CE mark and Notified Body number
	Consult instruction for use
	Medical Device

Kirurgiske sett er produkter for å sikre at materialer som brukes av sykepleiere og leger i deres

standardprosedyrer under operasjonen er steril og kombinert på sykehus og klinikker hvor kirurgiske operasjoner utføres. De er medisinsk utstyr som forebygger sykdommer

#### Bruker- og pasientinformasjon

Det er ingen alders- og kjønnsbegrensning på pasienten som skal brukes. Produktene brukes av leger og helsepersonell.

#### Oppbevaring

Oppbevar produktet på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys under normale forhold. Bruk av medisinsk papir og film garanterer sterilitet under normale transport- og lagringsforhold.

#### Bortskaffelse

Produktet kan inneholde stoff, plast, metalliske komponenter. Disse anses som medisinsk avfall og bør behandles i henhold til nasjonale og regionale lover.

#### Advarsler

Produktet skal kun brukes av kvalifisert personell. Kontroller pakkens integritet før bruk. Må ikke brukes hvis pakken er åpnet eller skadet. Produktet er kun til engangsbruk. Oppbevares under støvfrie forhold.

### 3)Boxing and Palleting Details

#### 3.1) Desing



## Carton Label

100 mm

**SUBMED** Rev No : 08/2021 Ed. 00/12.09.2022

**Sutursett m/Instrumenter**  
*Suture Removal Kit*

**XXX PCS**

<b>REF</b>	SKT-006-6		MM/YYYY
<b>LOT</b>	YYSIDL		MM/YYYY
	XXX		

**GS-128**

<b>MD</b>		<b>STERILE</b>	<b>EO</b>	
				1984

Manufacturer/ Fabrikant : Su Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş.  
 Ortahangal Mah. 1673 Sok. No:20 34638 Etiler/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye  
 T: +90 212 320 37 53 - F: +90 212 320 55 51 - info@submed.com.tr - www.submed.com.tr

160 mm