

# Sengstaken Blakemore Tube-silikon TYPE 32

## Produktinformasjon og egenskaper

- Laget i 100% ren silikon.
- Lavt trykk ballong i silikon med høy hemostase effekt.
- Konvensjonell 3 lumen 2 ballongtype for trykkhemostase av Øsofagus varicer og oppsug av mageinnhold.
- Effektiv lengde 850 mm.
- 4 hull for sug av mageinnhold.
- Gastrisk ballong lende: 60 cm.
- Gastrisk ballong volum: 300 ml.
- Øsofagus ballongs lengde: 140 mm.



## Spesifikasjon

Varenummer	Varenummer	Enhet
745324	TUBE SENGSTAKEN BLAKEMORE 14 FR	2
745325	TUBE SENGSTAKEN BLAKEMORE 16 FR	2
745326	TUBE SENGSTAKEN BLAKEMORE 18 FR	2
745327	TUBE SENGSTAKEN BLAKEMORE 21 FR	2

# Kontakt



## Lars Tveit

Salgssjef Hospital

Tlf. 412 16 700

[lars.tveit@mediq.com](mailto:lars.tveit@mediq.com)



## Mina Husby

Produktspesialist

Tlf. 954 95 970

[mina.husby@mediq.com](mailto:mina.husby@mediq.com)



## Inger Lise Blindheim

Produktspesialist

Tlf. 911 84 810

[ingerlise.blindheim@mediq.com](mailto:ingerlise.blindheim@mediq.com)



## Kathrine Skeie

Produktsjef

Tlf. 469 72 972

[kathrine.skeie@mediq.com](mailto:kathrine.skeie@mediq.com)

# Tlf. 67 02 44 40

[kundeservice.no@mediq.com](mailto:kundeservice.no@mediq.com)

[www.mediqnorger.no](http://www.mediqnorger.no)

Les mer om våre produkter på [b2b.mediqnorger.no](http://b2b.mediqnorger.no)



[www.mediqnorger.no](http://www.mediqnorger.no)

For fullstendig informasjon om produktene, se IFU.