


Transfusionsaggregat

- Extra stor filteryta på 17,2 cm² ger en effektiv filtrering samt tillåter en hög transfusionshastighet
- Rullklämma avsedd att ge ett jämt och säkert flöde under hela transfusionstiden, utrustad med upphängningsmöjlighet för slang
- Spike utan silikon möjliggör en säker och tät koppling till transfusionspåse
- Blodfilter om 200µm
- Flowstop med hydrofobt filter designad att förenkla fyllnaden av aggregatet och minska risken för läckage och kontamination
- Roterande luer-lock möjliggör en säker och tät koppling mot infarten
- MR kompatibel



Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR60500202	Transfusionsaggregat 180 cm	PVC-fri	10/100*
60MR60500213	Transfusionsaggregat 250 cm	PVC-fri	10/100*
60MR60500203	Transfusionsaggregat 320 cm	PVC-fri	10/100*

Material: Slang: TPE Droppkammare: SB Spike ABS	Blodfilter: PA Rullklämma: ABS/PS Flowstop: ABS/PE	* = minsta kvantitet/beställning Sterilisering: EO Transfusionsaggregat. 20 drp aqua dest = 1 ml Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack
--	--	---