

L86-P – Infusjonssett med lufting

**L86-P (MLL) - Infusjonssett med lufting**

1. Eksentrisk spike spesielt designet for enkel penetrering og sikker tilkobling til infusjonsbeholderen. Med lufting. Lufterventil med hydrofobisk, sterilt luftfilter og stengepropp. Beskyttelseshette opprettholder steriliteten i settet.
2. Standard dråpekammer (20 drypp/1 ml). Fleksibelt, transparent ikke reflekterende materiale med nivå ringmerke for enkel fylling og kontroll av dråpehastighet. Med 15 mikron væskefilter.
3. Presisjonsrulleklemme gir eksakt justering og opprettholdelse av dråpetakten. Klemme/opphengsanordning for slange/nål-adapter og for spikebeskyttelse etter bruk av settet.
4. Transparent, fleksibel PVC (TOTM) slange 3,0/4,1 mm (ID/OD) (standard løp).
5. Male Luer-Lock adapter garanterer en sikker tilkobling. FlowStop beskyttelseshette til male Luer-Lock adapter med integrert hydrofobisk filtermembran, denne sikrer innvendig sterilitet av settet før bruk. FlowStop hette skal beholdes på Luer-Lock adapteren under fylling av settet. Dette sikrer at luft får passere og så snart løsning når membranen stoppes flowen automatisk. Hydrofobisk membran hindrer lekkasje, risikoen for kontaminering av settet er likeens redusert.

Materialspesifikasjoner:

Beskyttelseshette / Spike:	Polyetylen/Akrylnitril-butadien-styren/Hydrofobisk filter
Dråpekammer:	Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Væskefilter:	Polyamid 6.6
Slange:	PVC, mykgjører TOTM
Rulleklemme:	Polypropylen/Polyetylen
Male Luer-Lock:	Metyl metakrylat-akrylnitril-butadien-styren
Beskyttelseshette / FlowStop:	Polyetylen/Hydrofobisk filter 0,2µm

Art.nr:	Produktbeskrivelse:	Forpakning:	GTIN:	Fylling-/lagringsvolum:
433030CD	L86, stengepropp, 175cm PVC (TOTM) slange, Luer-Lock, FlowStop	1	04055698001293	7 ml/1 m (40 °)
		100	04055698001309	9ml/1 m (40 °C/2 bar)
		3600	-	
434975CD	L86, stengepropp, 213cm PVC (TOTM) slange, Luer-Lock, FlowStop	1	04055698001736	7 ml/1 m (40 °)
		100	04055698001743	9ml/1 m (40 °C/2 bar)
		3600	-	
434486CD	L86, stengepropp, 230cm PVC (TOTM) slange, Luer-Lock, FlowStop	1	04055698003433	7 ml/1 m (40 °)
		100	04055698003440	9ml/1 m (40 °C/2 bar)
		3600	-	
434349CD	L86, stengepropp, 250cm PVC(TOTM) slange, Luer-Lock, FlowStop	1	04055698001538	7 ml/1 m (40 °)
		100	04055698001545	9ml/1 m (40 °C/2 bar)
		3600	-	



Det tas forbehold om tekniske endringer