

PRODUKTDATABLAD

SMITTEFRAKK KLINION PRO XL LENGDE 144CM GUL



SMITTEFRAKK KLINION PRO XL LENGDE 144CM GUL

Klinion Pro barrierefrakk er fremstilt av non-woven materiale, belagt med polyetylen på front og ermer og er dermed væsketett. Frakken har hel rygg laget i non-woven ,et pustende materiale noe som sikrer bedre komfort for brukeren. Har borrelås-lukking i nakken for bedre tilpassning for brukeren. Frakken har lange ermer med strikket mansjett som er fremstilt av polyester, er lateksfri. Lange ermer øker brukerens bevegelsesfrihet. Mansjettene gjør det lettere å sikre at hanskene ikke sklir ned. Barrierefrakken minsker risikoen for at bakteriebærende partikler som f.eks. hudpartikler drysser ned i sår og dermed minsker risikoen for kontaminering. Brukes ved smitte.

Varenr.	Tekst	Enhet
702100	Smittefrakk Klinion Pro XL lengde 144cm gul	50

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no