

PRODUKTDATABLAD

STELLEFRAKK MED MANSJETT OG VELCRO



STELLEFRAKK MED MANSJETT OG VELCRO

Klinion Pro stellefrakk er fremstilt av non-woven materiale. Hel rygg og borrelås-lukking i nakken. Lang erm med strikket mansjett fremstilt av polyester. Knyttebelte i midjen for best mulig tilpasning for brukeren. Lateksfri. Bruksområde er i daglig pasientpleie hvor en kommer i kontakt med pasienten eller pasientens sengetøy. Lengde 115cm

Varenr.	Tekst	Enhet
702101	Stellefrakk m/masjett og velcro M 115 cm blå	50
706144	Stellefrakk m/masjett og velcro L 134 cm blå	50
737625	Stellefrakk m/masjett og velcro XL 142 cm blå	50

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no