

# PRODUKTDATABLAD

## EKG ELEKTRODE SKINTACT FSRB5 BANANSTIKK 4MM



## EKG ELEKTRODE SKINTACT FSRB5 BANANSTIKK 4MM

4mm banan elektrode til diagnostisk/hvile EKG. Størrelse: 28 x 44 mm, brett à 5 stk. Med aqua-wet gel, og hudvennlig akrylatlim sørger for at elektroden sitter godt og gir gode signaler. En flapp gjør det enkelt å ta av elektroden. Lateks og PVC fri, usteril. 50 stk per pakke, brett a 5 stk.

Varenr.	Tekst	Enhet
702558	EKG elektrode Skintact FSRB5 bananstikk 4mm	50

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no