

# PRODUKTDATABLAD

## HISTOFREEZER SYSTEM MEDIUM PINNER 5MM 52STK



## HISTOFREEZER SYSTEM MEDIUM PINNER 5MM 52STK

Frysebehandling for vorter og benigne hudforandringer. Behandlingstemperaturen med Histofreezer er -54°C. Komplet forpakning med både kjølemiddel og behandlingspinner. Med 52 stk 5mm (medium) pinner.

Varenr.	Tekst	Enhet
702654	Histofreezer system medium pinner 5mm 52stk	1

### MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no

