

# PRODUKTDATABLAD

## DIAQUICK MONONUCLEOSETEST



## DIAQUICK MONONUCLEOSETEST

Diaquick Mononucleose er en hurtigtest for diagnostisering av infeksiøs mononucleose for kvalitativ påvisning av mononucleose heterofile antistoffer i fullblod, serum eller plasma. Leses av etter 5 minutter. Negativ og positiv kontroll følger med i kitet. Pk á 10 stk.

Varenr.	Tekst	Enhet
703781	Diaquick mononucleosetest	10

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no