

PRODUKTDATABLAD

TEST QUIKREAD CRP KIT M/PREFYLLTE KYVETTER



TEST QUIKREAD CRP KIT M/PREFYLLTE KYVETTER

QuikRead CRP test m/prefylte kyvetter til blodanalyse av C-reaktivt protein til differensiering mellom bakterielle og virale infeksjoner. Til bruk på QuickRead 101.

Varenr.	Tekst	Enhet
704711	Test QuikRead CRP kit m/prefylte kyvetter	50

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no