


# PRODUKTDATABLAD

SUTURTAPE RUDASTRIP 6X75MM HVIT 50X3STK



## SUTURTAPE RUDASTRIP 6X75MM HVIT 50X3STK

Hvit, steril suturtape med gode klebeegenskaper. Brukes primært til sårlukking, eller som støtte til sår der stingene er fjernet for tidlig.

Varenr.	Tekst	Enhet
705113	Suturtape Rudastrip 6x75mm hvit 50x3stk	150

### MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: [kundeservice.no@mediq.com](mailto:kundeservice.no@mediq.com)  
[www.mediqnorge.no](http://www.mediqnorge.no)