

PRODUKTDATABLAD

VAGINALSPEKULUM WA 59004 LARGE



VAGINALSPEKULUM WA 59004 LARGE

Engangs vaginalspekulum av høy kvalitet med lysleder. Ergonomisk utformet håndtak. Fremstilt i klar acryl. Hvert spekulum har innstøpt lysleder, som, når anvendt med Welch Allyns lyskilde, overfører skarpt hvitt halogenlys til spekelets distale ende og direkte på cervix. Passer til trådløst lyssystem 721523. Speklene er pakket enkeltvis.

Varenr.	Tekst	Enhet
705193	Vaginalspekulum WA 59004 large	18

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no