


# PRODUKTDATABLAD

SUTURTAPE RUDASTRIP 3X75MM HVIT 50X5STK



## SUTURTAPE RUDASTRIP 3X75MM HVIT 50X5STK

Hvit, steril suturtape med gode klebeegenskaper. Brukes primært til sårlukking, eller som støtte til sår der stingene er fjernet for tidlig.

Varenr.	Tekst	Enhet
705469	Suturtape Rudastrip 3x75mm hvit 50x5stk	250

### MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: [kundeservice.no@mediq.com](mailto:kundeservice.no@mediq.com)  
[www.mediqnorge.no](http://www.mediqnorge.no)