

# PRODUKTDATABLAD

## URINPOSE CURIBAG SOFT NATT HVIT 1,5L SL 120CM



### URINPOSE CURIBAG SOFT NATT HVIT 1,5L SL 120CM

Produktet har en non-woven hvit, myk og hudvennlig bakside. Materialet er mykt og smidig. Slangen kan klippes til ønsket lengde med ren saks. CuriBag Soft har kryss-tappekran som kan åpnes og lukkes med en hånd. Urinposen har også tilbakeløpsventil som sikrer at urinen ikke strømmer fra posen og tilbake i slangen. Brukstid maks 7 dager og skift anbefales 2 x pr. uke. CuriBag Soft enkammer urinpose kan kobles til samtlige Curion Soft urinposer. Om morgenen kan sengeposen/nattposen monteres av, og man kan fortsette dagen med den samme Curion Soft dagposen. Metoden medfører minimal kontakt med kateteret og risikoen for infeksjon reduseres. Refusjonsgodkjent.

Varenr.	Tekst	Enhet
730724	Urinpose Curibag Soft natt hvit 1,5l sl 120cm	30

### MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no