

# PRODUKTDATABLAD

## SUTUR SUPRAMID 4-0 DS24 45CM SORT



## SUTUR SUPRAMID 4-0 DS24 45CM SORT

Sutur Supramid 4/0, 45cm sort DS24. Ikke resorberbar pseudomonofilament polyamid med 3/8 sirkle skjærende nål 24mm. Hudsutur.

Varenr.	Tekst	Enhet
732039	Sutur Supramid 4-0 DS24 45cm sort	36

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no