

PRODUKTDATABLAD

SUTUR SUPRAMID 3-0 DS24 45CM SORT



SUTUR SUPRAMID 3-0 DS24 45CM SORT

Sutur Supramid 4/0, 45cm sort DS24. Ikke resorberbar pseudomonofilament polyamid med 3/8 sirkle skjærende nål 24mm. Hudsutur.

Varenr.	Tekst	Enhet
736057	Sutur Supramid 3-0 DS24 45cm sort	36

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no