

HJEM / CLINIC BY JORDAN / CLINIC PROTESEBØRSTE



CLINIC PROTESEBØRSTE

Clinic by Jordan

Clean

Effektiv rengjøring

Ergonomisk

Selges eksklusivt i apotek

Har du protese, er det viktig med mekanisk og kjemisk rengjøring for å fjerne bakteriebelegget, samt å holde sopp borte. Protesebørsten sikrer en effektiv rengjøring av både hel- og halvproteser. Clinic Protesebørste har et ergonomisk design med to hoder for en mer effektiv rengjøring. Det store børstehodet rengjør protesens store flater, mens det lille børstehodet rengjør på undersiden av protesen og på de stedene som er vanskeligere å nå. Et solid ergonomisk utviklet håndtak gjør børsten enkel å bruke, selv for personer med redusert motorikk.

Clinic Protesebørste kjøpes hos:

Riktig stell av proteser

Selv om du ikke kan få hull i protese-tennene, er det fremdeles viktig at den er ren for å unngå infeksjoner og bakteriedannelser i munnen. Derfor er det viktig at du pusser tannkjøttet, tungen og ganen godt med en tilpasset protesebørste. Dette vil stimulere sirkulasjon i vevet og fjerne plakk.

