

Sprøyte blodgass Protex Pro-Vent 0,6x25mm 23G 3ml




LOGG INN FOR PRIS OG FOR Å HANDLE

LEGG TIL OG SAMMENLIGN

Sammendrag

Portex Pro-Vent blodgassprøyte 3 ml er en sprøyte med sikkerhetsskjold som dekker hele kanylen etter aktivering. Sikkerhetsskjoldet klikkes lett over kanylen med et ethåndsgrep og faren for smitte/kontaminering reduseres til et minimum. Blodgassprøyten er sprayet på innsiden med frysetørket elektrolyttbalansert litiumheparin, og Filter-Pro medfølger sprøyten. Blodgassprøyten er kompatibel med alle blodgassanalyser på markedet. Sprøyten har Luer slip ende. Kanylestørrelse 23G x 25mm. Inneholder ikke DEHP.

Informasjon

Varenummer	20013481
Produsentens referansenummer	4698PG
Emballasje	 200
Levering	 Bestillingsvare (Ingen returrett)

Detaljer