

# PRODUKTDATABLAD

## KOMPRESS GAS KLINION 10X10CM 8LAG USTERIL



### KOMPRESS GAS KLINION 10X10CM 8LAG USTERIL

Klinion gaskompresser er fremstilt av 100% bomull og 17 tråders gas. Er egnet til mekanisk rensing av sår. Leveres sterile eller usterile i brukervennlige pakninger med tydelig merking.

Varenr.	Tekst	Enhet
742108	Kompress gas Klinion 10x10cm 8lag usteril	100

### MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: [kundeservice.no@mediq.com](mailto:kundeservice.no@mediq.com)  
[www.mediqnorge.no](http://www.mediqnorge.no)