

PRODUKTDATABLAD

PLASTFORKLE KLINION POLYETYLEN



PLASTFORKLE KLINION POLYETYLEN

Klinion Plastforkle produsert av polyetylen. Beskyttelse for fuktighet og kontaminering under dusj og stell. Finnes i tre ulike størrelser i praktiske dispenserasker. Passer inn i tråd- og akryldispensere. 18my. Tykkelse 0,018mm

Varenr.	Tekst	Enhet
742168	Plastforkle Klinion polyetylen 125cm 18my	100
742179	Plastforkle Klinion polyetylen 140cm 18my	80
742171	Plastforkle Klinion polyetylen 165cm 18my	70

MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com
www.mediqnorge.no