

# PRODUKTDATABLAD

## ELASTISK BIND KLINIFIX COHESIVE 8CMX4M



## ELASTISK BIND KLINIFIX COHESIVE 8CMX4M

Klinion Klinifix Cohesive er et selvheftende elastisk fikseringsbind. Egner seg meget godt til fiksering av kompresser og bandasjer på ømfintlig hud. Hefter seg til seg selv, men ikke til huden.

Varenr.	Tekst	Enhet
742574	Elastisk bind Klinifix Cohesive 8cmx4m	5

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: [kundeservice.no@mediq.com](mailto:kundeservice.no@mediq.com)  
[www.mediqnorge.no](http://www.mediqnorge.no)