

PRODUKTDATABLAD

Sempercare® Velvet



Sempercare® Velvet

Dobbel beskyttelse:

Sempercare® Velvet undersøkelseshansker er dobbelt sertifisert i samsvar med forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, samt forskrift om personlig verneutstyr (EU) 2016/425 for å sikre både brukerens og pasientens sikkerhet. MDR-godkjent.

Videre oppfyller hansken alle deler av EN standard 455, og er testet i henhold til ASTM F1671 / F1671M, noe som betyr at hanskematerialet beskytter mot bakterier, sopp og virus, inkludert SARS-CoV-2, HIV og hepatitt B & C.

Sikker for sensitiv hud:

Hanskens syntetiske materiale er fri for allergeniske latexproteiner. Hudvennlige produksjonsmetoder og spesialutviklet vaske- og etterbehandlingsprosess reduserer risikoen for hudallergi betydelig.

Hansken har latexlignende komfort samtidig som den er latex- og puddefri. Teksturerte fingre gir god fingerførlighet og ekstra grep. Det indre belegget gjør hansken lett å ta av og på. Egnet for ulike bruksområder.

MEDIQ NORGE AS

Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com

www.mediqnorge.no

PRODUKTDATABLAD

Sempercare® Velvet

Sempercare® Velvet

- AQL 1,5
- Strekkfasthet: >6N
- Lengde 240mm
- CE-merket
- MDR-godkjent

Testet i henhold til:

EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671.

Varenr.	Varebeskrivelse	Def. salgsenhet
744432	Hanske nitril Sempercare Velvet 240 mm XS blå	100
744433	Hanske nitril Sempercare Velvet 240 mm S blå	100
744434	Hanske nitril Sempercare Velvet 240 mm M blå	100
744435	Hanske nitril Sempercare Velvet 240 mm L blå	100
744436	Hanske nitril Sempercare Velvet 240 mm XL blå	90

MEDIQ NORGE AS

Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com

www.mediqnorge.no



Over 100 år med pasienten i fokus