

Litet Kateteriseringsset gasväv Sterilt & Latexfritt

Innehåll:

- 1 st 2-delat tråg
- 2 st tork gasväv 50 mm
- 4 st kompress gasväv 7,5 x 7,5 cm 8-lag
- 1 st duk med slits 60 x 75 cm
- 1 st omslagsduk 50 x 50 cm
- 1 st pincett 128 mm
- 1 par nitril undersökningshandskar
medium 30 cm långa



Material:

- Kompresser & tork:** Gasväv 100% bomull, 17 trådar
- Tråg:** Polystyren 182 x 98 x 24 mm
- Dukar:** Grön plast av PE 29 μ + vitt papper 18 g/m²
- Pincetter:** Polystyren
- Handskar:** Nitrilbutadien

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD Annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Inner fp	Avd fp	Trp fp	Pall fp
9150041	1 set	1 x 10	1 x 10 x 10	1 x 10 x 10 x 16