

Litet Kateteriseringsset nonwoven Sterilt och naturlatexfritt

Innehåll:

- 1 st 2-delat tråg - 182 x 98 x 24 mm
- 2 st tork non-woven 50 mm
- 4 st kompresser non-woven 7,5 x 7,5 cm 4-lag
- 1 st duk med slits 60 x 75 cm
- 1 st omslagsduk 50 x 50 cm
- 1 st grön pincett 128 mm
- 1 par blå nitril undersökningshandskar
storlek medium 30 cm långa



Material:

- Kompresser & tork:** Non-woven 70% Rayon, 30% polyester, gramvikt 30 g/m²
- Elastisk ring i tork:** Silikon - vit
- Tråg:** Vit Polystyren
- Dukar:** Grön plast av PE 29 μ + vitt papper 18 g/m²
- Pincett:** Grön Polystyren
- Handskar:** Nitrilbutadien

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD Annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Inner fp	Avd fp st	Trp fp st	Pall fp st
9150043	1 set	1 x 10	1 x 10 x 10 = 100	1 x 10 x 10 x 16 = 1600