

L-D 1 Ultraljudsgel blåfärgad

Lectro Derm 1 Ultraljudsgel är en vattenlöslig beredning lämplig att använda vid TNS, TENS och ultraljudsbehandlingar/undersökningar. Irriterar inte huden. Innehåller inga ämnen som påverkar utrustningen. Kladdar inte. CE-märkt. Blåfärgad.



260ml

Förpackning: 12x260ml
Art.nr: 1012620
EAN kod: 7391133101263
CE-märkt enligt MDD 93/42/EEG

Innehåll:

Aqua, Glycerin, Triethanolamine, Carbomer,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Sodium Sulfate, CI42051

Tillverkas av: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA
Telefon: 08- 37 37 12 e-post: info@viroderm.se

För ytterligare information om företaget och alla våra övriga produkter, besök: www.viroderm.se

2019-12