



PRODUKTFAKTABLAD

Pappershandduk 2-lags vit nonstop

Art nr: 114014

Produktbeskrivning: Vit 2-lags handduk av nyfiberbaserad tissue. Storlek 20,6 x 24 cm, nedvikt 20,6 x 8 cm. Handduken har en s.k. nonstopvikning, vilket innebär att de är invikta i varandra och portioneras ut en åt gången, utvikta och klara att användas. Ger en enkel och hygienisk handavtorkning med minimal förbrukning.

Antal rlr/kartong: 160

Antal förp/kart: 25

Antal kartong/pall: 20

Symboler:



Produktfakta:

Utförande: Pappershandduk 2-lags vit nonstop

Längd: 24cm

Bredd: 20,6cm

Färg: Vit

Material: Nyfiber

Ytvikt: 2x20 g/m²

Kvalitet: CareNess Excellent

Testnorm: Livsmedelgodkänd enligt EU-direktiv 1935/2004/EU

Tillhörande varor:

Ytteremballage:

Destruktion av vara: Kompostering eller förbränning

Destruktion av emb: Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen för energi eller materialåtervinning

Datum: 2014-05-23