



SALVEQUICK PLASTPLÅSTER

Salvequick Plåster och Plåsterautomater är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. I automaterna sitter refillerna fastlåsta för att förhindra svinn. Automaten laddas snabbt och enkelt om med hjälp av en specialnyckel.

Produktfördelar

- Hög kvalitet
- Allergitestade
- Smidiga och lätta att använda

Salvequick Plastplåster är smidiga plåster av hög kvalitet.

Plåstren är allergitestade. De är lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda.

Innehåll

Varje refill innehåller 45 plåster

(27 st 72x19mm och 18 st 72x25mm)

6 refiller/ask

Artikelnummer

1000095

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediqsverige.se