

Gasvävskompresser

Höggradigt rena produkter

Latexfritt

Gasvävskompresser i 100% bomull har ett brett användningsområde. De kan användas för sårrengöring, absorption, skydd, polstring, desinficering, munvård, avtorkning mm. Våra "After eight" förpackningar säkerställer praktisk och hygienisk hantering. I vårt sortiment har vi ett antal kompresstorlekar med olika lager samt olika förpackningsstorlekar.



Art.nr	Mått	Antal lager	Enhet	Avd fp	Trp fp st
1220001	5 x 5 cm	8	1	120	10800
1220002	7.5 x 7.5 cm	8	1	120	7200
1220003	10 x 10 cm	8	1	120	7200
1220004	10 x 20 cm	12	1	50	1000
1220005	10 x 20 cm	16	1	60	3600
1220006	5 x 5 cm	8	1	60	600
1220007	7.5 x 7.5 cm	8	1	60	600
1220008	10 x 10 cm	8	1	60	600

Egenskaper	
Certifiering	ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003
Autoklaverbar	Kan steriliseras i EO och ånga 135 °C
CE-märkning	Klass 1 enl MDD
Lagring	5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla
Färg	Vit