

Omnistrip®

Elastisk suturtejp

Omnistrip är en elastisk suturtejp som stabiliserar sår i kombination med suturer och även efter att suturer har tagits bort. Påskyndar läkningen genom att sammanföra sårkanterna.



- 1 För mindre kirurgiska ingrepp och mindre sår
- 2 Rundade hörn för att inte rulla av
- 3 Enkel att hantera
- 4 Säker fixering
- 5 Behöver inte avlägsnas vid röntgen
- 6 Fri från kolofonium och latex

Fördelar:

Säker fixering
Enkel hantering
Lämnar inga klisterrester
Behöver ej avlägsnas vid röntgen
Fri från kolofonium och latex



Egenskaper

Att omnistrip är genomsläpplig för luft och fukt begränsar risken för maceration av huden skall uppstå. Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar helle ringa klisterrester kvar på huden. Omnistrip absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar. Omnistrip släpper endast igenom 7% av solens UV-strålning.

Material

Beige non-woven polyester/polyamid. Hypoallergen häftmassa baserad på akryl (Pressur sensitive adhesive, PSA). Fri från kolofonium och latex. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Atraumatisk sårförslutning av mindre sår och efter mindre kirurgiska ingrepp. Stabilisera snitt när suturer tagits bort.

Fixeringsinstruktion

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnistrip® Steril i kuvert	3 x 76 mm (5 st/kuvert)	540 681	250 st	6 Afp
	6 x 38 mm (6 st/kuvert)	540 682	300 st	6 Afp
	6 x 76 mm (3 st/kuvert)	540 683	150 st	6 Afp
	6 x 101 mm (10 st/kuvert)	540 684	500 st	6 Afp
	12 x 101 mm (6 st/kuvert)	540 685	300 st	6 Afp
	25 x 127mm (4 st/kuvert)	540 686	200 st	6 Afp