

Absorptionsförband - flerlayers Höggradigt rent

Latexfritt

Yttermaterial: Non-woven av PP/PE

Vätskeavvisande sida; Blå

Vikt: 33 g/m²

Innermaterial: Non-woven av PP

Absorberande sida: Vit

Vikt: 18 g/m²



Uppsugande innerkärna: Flerlayers bomullsfluff med omslag av non-wovenväv som fördelar vätskan jämnt i förbandet.

Absorption enligt EN 13726-1: 2002 (se också tabell nedan): ≥ 4 g/10cm²/24h

Bytesintervall: 1-3 gånger per dygn beroende på sårsekretproduktion, när absorptionskapaciteten är uppnådd eller enligt läkarordination

Autoklaverbar: Kan steriliseras i EO och ånga 135 °C

CE-märkning: Klass 1 enl MDD

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 13485:2016

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Art nr	Storlek	Vikt	Absorption g/st/24h	Avd fp st	Trp fp st
2310001	10 x 10 cm	≥ 4 g	≥ 40	10	50 x 10 = 500
2310002	10 x 20cm	≥ 8 g	≥ 80	10	50 x 10 = 500
2310003	10 x 30 cm	≥ 12 g	≥ 120	10	50 x 10 = 500
2310004	15 x 20 cm	≥ 12 g	≥ 120	5	40 x 5 = 200
2310005	15 x 25 cm	≥ 15 g	≥ 150	5	40 x 5 = 200
2310006	20 x 20 cm	≥ 16 g	≥ 160	5	40 x 5 = 200
2310007	20 x 25 cm	≥ 20 g	≥ 200	5	40 x 5 = 200
2310008	20 x 30 cm	≥ 24 g	≥ 240	5	40 x 5 = 200
2310009	20 x 40 cm	≥ 32 g	≥ 320	3	50 x 3 = 150