


FlexiDerm™

Mycket flexibel och har de starkaste vidhäftningsegenskaperna. Den är särskilt väl lämpad för patienter med djupt och/eller oregelbundet stoma och patienter som föredrar ett mycket mjukt och flexibelt plåster. På grund av den typ av klister som används ska eventuella klisterrester avlägsnas med lämpligt hudrengöringsmedel. Genomsnittlig livslängd: 48 timmar.

Fördelar:

- Flexibelt och starkt.
- De starkaste vidhäftningsegenskaperna.
- Normalt den längsta vidhäftningstiden.



FlexiDerm Oval



FlexiDerm Round

Provox adhesives	Antal	REF
FlexiDerm Oval	20	7254
FlexiDerm Round	20	7253