

# Comprilan® S

En effektiv och  
ekonomisk lösning



Lågelastisk  
kompressionsbinda



# Comprilan® S

Ett effektivt och ekonomisk lösning

## Översikt

**Comprilan S** ger motstånd för muskelpumpen och förbättrar det venösa flödet. Kombinationen av lågt vilotryck och högt arbetstryck tillåter att Comprilan S kan bäras bekvämt, säkert och effektivt under både vila (även om natten) och rörelse i flera dagar.

## Produkt beskrivning

- 100% bomull, Hudvänlig och luftgenomsläpplig
- 90% elasticitet
- Högt arbetstryck och lågt vilotryck
- Gradvis minskande tryck från distal till proximal, vid rätt applicering.
- Kan steriliseras
- Tålig mot hudfukt och salvor

## Indikationer

- Som kompressionsförband vid venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, ödem, ulcur cruris, tromboflebit och efter variceroperationer. Vid lymfödem.

## Kontraindikationer

- Ischemi. Svår arteriell insufficiens
- Obehandlad hjärtsvikt
- Obehandlad septisk flebit
- Phlegmasia coerulea dolens

## Beställningsinformation

Art nummer	Storlek	Förpackning	Förp. per transp
75078-00	6cm x 5m	10 rl / förp	8 förp / transp.
75079-00	8cm x 5m	10 rl / förp	8 förp / transp.
75080-00	10cm x 5m	10 rl / förp	8 förp / transp.
75081-00	12cm x 5m	10 rl / förp	8 förp / transp.

